

Klarity Moldable **AccuCushion™**

**Dokonalý způsob pro znehybnění hlavy
s jedinečnou technologií warm and form
ohřej a tvaruj)**



- Pohodlné a velmi bezpečné
- Po zahřátí, jsou polštáře snadno a rychle tvarovatelné
- Lze je opětovně ohřívat a tvarovat
- Neamají žádný zápach

Klarity tvarovatelné AccuCushions™ Poskytují bezpečnou individuální podporu hlavy pro každého pacienta. Jednoduše zahřejte polštář ve vaší vodní lázni nebo v Klarity horkovzdušné troubě. Jemně ho tvarujte pod hlavou a krkem pacienta. Takto zahřátý příjemný polštář, ochlazením zajistí bezpečnou a pohodlnou fixaci pro vysoce precizní zákrok a reprodukovatelnost. Klarity tvarovatelné AccuCushions jsou navrženy pro použití se Silverman podhlavníky nebo jako samostatné podpěrné polštáře, s nebo bez termoplastické masky. Klarity tvarovatelné AccuCushions lze ohřívat a formovat tak často, jak je zapotřebí.

ID	KLARITY MOLDABLE ACCUCUSHION™	DIMENSIONS	PKG
R550-S	Klarity Moldable AccuCushion™ Small	15 x 20cm	4/CS
R550-M	Klarity Moldable AccuCushion™ Medium	20 x 25cm	4/CS
R550-L	Klarity Moldable AccuCushion™ Long	20 x 45cm	4/CS

Custom sizes available upon request.

*Patent Pending